

Hydrazelle

Weiches Kühlband aus kleinen benetzbaren Zellen, die das Wasser absorbieren und in eutektisches Gel umwandeln. Sein Spezialmaterial ermöglicht die Absorption des Wasser, aber hält das Gel in der Zelle fest.

Nach dem Einfrieren bleibt das Hydrazelle Band dank der Zellenverkettung weich und kann somit leicht zum Einwickeln der frisch zu haltenden Produkte verwendet werden.

Anwendungsgebiete

Alle thermoempfindlichen pharmazeutischen, biologischen und Nahrungsmittelprodukte, die einen Transport unter kontrollierte Temperatur erfordern.

Verwendung

Die Hydrazelle Bänder 10 Minuten in Wasser tauchen, trocknen und mindestens 24 Stunden tiefkühlen.


Vorteile

- Reduktion des Transport- und Lagervolumens um über 90 %.
- Bleiben länger eingefroren als die normalen Dosen
- Ausgezeichnetes Qualitäts-/Preis-Verhältnis
- Ihre Außenoberfläche friert nicht Ihre Produkte ein
- Einfache Handhabung und Verwendung
- Recyclbares und ökologisches Material
- Wiederverwendbar

Liefereinheit

Kartons mit 1'200 Blätter, je mit **12 Zellen**
Dimensionen 28 x 20 cm

Kontrollierte Temperaturen 0°C bis +8°C



KÜHLAKKUS HYDRAZELLE



Bigler

Logistique du froid
Kältelogistik

Ch. des Bosquets 51 - 1618 Châtel-St Denis
Tél. 021 781 24 24 - fax 021 781 24 24
info@bigler-logistique-du-froid.ch
www.bigler-logistique-du-froid.ch